

試験ID:H-DA

【試験の流れ】

- 初期値用採血(0分目とする)
- ↓
- カプセルを摂取し15分安静
- ↓
- 10分間かけてテストミール摂取
- ↓
- ストップウォッチ開始
- ↓
- 30,60,120分目採血



カプセル



テストミール

シャネフ E460F18 エネルギー・脂質調整セット食

E460F18 (エネルギー・脂質調整セット食)は、チキンクリーム煮、クラッカー、やわらかプリンのセット商品です。1セット当たりエネルギーは460kcal、脂質は18gに調整しております。

【被験者人数16名】

クロスオーバー試験

- 8名 一般納豆カプセル摂取 2011年11月5日
- ↓
- DC-15納豆カプセル摂取 2011年11月12日
- 8名 DC-15納豆カプセル摂取 2011年11月5日
- ↓
- 一般納豆カプセル摂取 2011年11月12日

召しあがり方

- チキンクリーム煮— 袋の封を切らずに、そのまま沸騰したお湯の中で約3分~5分間温めてください。開封後はなるべくお早めに召しあがってください。
- クラッカー— そのまま、もしくはお好みでチキンクリーム煮に浸して召しあがってください。
- やわらかプリン— そのまま、もしくは冷やして召しあがってください。

栄養成分 1セット(361g)当たり

エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	炭水化物 (g)	ナトリウム (mg)	(灰分) (g)	(水分) (g)	(食塩相当量) (g)
460	18.0	18.0	56.5	670	(3.9)	(264.7)	(1.6)

＜チキンクリーム煮＞
 ▲開封時、袋のフチで手を切らないようにご注意ください。
 ▲電子レンジで温めますと具材がはね、ヤケドをする恐れがありますので、電子レンジでの加熱はしないでください。
 ▲開封時、熱くなった中身が飛び散ることがありますので、注意して開けてください。
 ＜やわらかプリン＞
 ▲開封時、中身が飛び散ることがありますのでご注意ください。
 ●この商品はレトルトパウチ食品です。(チキンクリーム煮・やわらかプリン) (ご注意)
 万一事故品がありましたら、お買い上げの月日・店名をお書き添えのうえ、箱ごと下記までお送りください。郵送料を添えてお取替えさせていただきます。
 キュービー(株) お客様相談室 ☎0120-14-1122
 〒182-0002 東京都調布市仙川町2-5



名称	エネルギー・脂質調整セット食
原材料名	チキンクリーム煮:野菜(じゃがいも、にんじん、たまねぎ)、鶏肉、クリーム加工品(植物油、クリーム、脱脂粉乳)、牛乳、チキンブイヨン、デキストリン、小麦粉、植物油、でん粉、チキンエキスパウダー、食塩、動物油脂、香辛料、酵母エキスパウダー、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、(原材料の一部に卵・大豆を含む) クラッカー:小麦粉、植物油、モルトフラワー、食塩、イースト、膨張剤、調味料(無機塩等)、炭酸カルシウム、硫酸マグネシウム やわらかプリン:脱脂粉乳、鶏卵、還元水あめ、砂糖、ゼラチン、植物油、乳たん白、食塩、卵殻カルシウム、香料、増粘多糖類、(原材料の一部に大豆を含む)
殺菌方法	チキンクリーム煮、やわらかプリンは気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌
内容量	チキンクリーム煮280g クラッカー6枚 やわらかプリン62g
賞味期限	枠外左側面に記載
保存方法	高温、多湿および直射日光を避け、常温で保存してください。
クラッカー 製造者	ヤマザキナビスコ株式会社NK 東京都新宿区西新宿1-26-2
チキンクリーム煮販売者	キュービー株式会社 COPT 東京都渋谷区渋谷1-4-13
やわらかプリン販売者	キュービー株式会社 BFCK 東京都渋谷区渋谷1-4-13